

Pneumologie Turbohaler®



1. Neem een rechtzittende houding aan.

2. Verwijder de beschermkap.

3. Hou de turbohaler® rechtop.

4. Laad de turbohaler® éénmaal: draai het gekartelde wielje onderaan helemaal rechts om en draai vervolgens het wielje terug tot je 'klik' hoort. De dosis staat nu klaar.



5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.



7. Buig het hoofd licht achterover.

8. Adem snel en diep in.


9. Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.



10. Adem rustig uit langs de mond.
(niet in de inhalator)
11. Indien je meerdere dosissen moet nemen:
herhaal stap 3 tot 11.
12. Plaats na gebruik de beschermkap terug op
de turbobaler®.
13. Spoel de mond met water (niet inslikken)

Aanbevelingen:

- Bewaar de turbobaler® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de turbobaler®
- De turbobaler® is leeg als het venstertje volledig rood is of als de dosisteller op nul staat.



**MY PUFF, nieuwe eenvoudige
app voor je inhalator!**

